


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Alpha Fodrin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13813

Numéro d'article: CM0007604



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l'Alpha Fodrin humaine (SPTAN1). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Alpha Fodrin mAb Lapin
Remarques/Alias	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Alpha Fodrin
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6709
ID de Gène	6709
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Alpha Fodrin humaine (Q13813).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13813
Poids Protéique	285kDa
Expédition	Sac de glace