

Anticorps Polyclonal Anti-Alpha Internexin Pour Wb, Elisa - Q16352

Numéro d'article: CM0027595

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Alpha Internexin (NF-66, NEF5) validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'alpha-internexine humaine et murine, une protéine de filament intermédiaire neuronal. Convient pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha Internexin Rabbit pAb
Remarques/Alias	NEF5 ; NF66 ; NF-66 ; TXBP-1 ; Alpha Internexin
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9118
GeneID	9118
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 13-300 de l'Alpha Internexin humaine (Q16352)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16352
Poids protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace