

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Alpha Internexin Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16352

Numéro d'article: CM0008489

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l'Alpha Internexin humaine (INA, Q16352), validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les filaments intermédiaires neuronaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Alpha Internexin mAb Lapin
Remarques/Alias	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alpha Internexin
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9118
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 de l'Alpha Internexin humaine (Q16352).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16352
Poids Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace