

Anticorps Monoclonal Anti-Alpha Sarcoglycane (Sgca) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16586

Numéro d'article: CM0003401

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'alpha-sarcoglycane humain (SGCA, 50DAG, adhaline). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Cible une glycoprotéine associée à la dystrophine de 43 kDa, cruciale pour la stabilité de la membrane musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-alpha Sarcoglycane (SGCA)
Remarques/Alias	ADL ; DAG2 ; 50DAG ; DMDA2 ; LGMD2D ; LGMDR3 ; SCARMD1 ; adhaline ; alpha Sarcoglycane (SGCA)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6442
GeneID	6442
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q16586
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace