

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alpha Sarcoglycane (Sgca) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16586

Numéro d'article: CM0026439

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'alpha-sarcoglycane humain (SGCA), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies musculaires et le sarcolemme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-alpha Sarcoglycane (SGCA)
Remarques/Alias	ADL ; DAG2 ; 50DAG ; DMDA2 ; LGMD2D ; LGMDR3 ; SCARMD1 ; adhaline ; alpha Sarcoglycane (SGCA)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6442
GeneID	6442
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-290 de l'alpha Sarcoglycane humain (alpha Sarcoglycane (SGCA)) (NP_000014.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16586
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace