

Anticorps Monoclonal Anti-Alpha Snap Pour Wb Et Elisa - P54920

Numéro d'article: CM0003174

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'Alpha SNAP humain (NAPA). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le transport vésiculaire et le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Alpha SNAP Rabbit mAb
Remarques / Alias	SNAPA ; Alpha SNAP
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8775
ID du gène	8775
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 201-295 de l'Alpha SNAP humain (P54920)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54920
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace