

Anticorps Polyclonal Anti-Alpha Snap Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P54920

Numéro d'article: CM0030604

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-Alpha SNAP de CamelBio (P54920) est destiné au WB, IHC-P et ELISA. Il présente une réactivité croisée avec l'Alpha SNAP humain, murin et de rat, un médiateur clé du transport vésiculaire entre le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha SNAP Rabbit pAb
Remarques/Alias	SNAPA ; Alpha SNAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8775
GeneID	8775
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-295 de l'Alpha SNAP humain (NP_003818.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54920
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace