


Anticorps Monoclonal Anti-Troncature De L'alpha-Synucléine 1-119 [Mjff-C-24D2] Pour Slot Blot, If/Icc, Elisa - P37840

Numéro d'article: CM0008622



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin (clone MJFF-C-24D2) ciblant la troncature 1-119 de l'alpha-synucléine humaine et murine. Validé pour le Slot blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Convient pour l'étude de la maladie de Parkinson et de l'agrégation protéique dans la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Troncature de l'alpha-synucléine 1-119 [MJFF-C-24D2]
Remarques/Alias	PD1 ; NACP ; PARK1 ; PARK4
Espèce	Humain, Souris
GeneID (Humain)	6622
GeneID	6622
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-119 de l'alpha-synucléine humaine (NP_000336.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Slot blot, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P37840
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace