

Anticorps Polyclonal Anti-Alpi (Iap) Pour Wb, Elisa - P09923

Numéro d'article: CM0028909

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre ALPI validé pour WB et ELISA, à réactivité croisée avec l'espèce humaine et la souris. Cible la phosphatase alcaline intestinale (IAP), une hydrolase membranaire ancrée par GPI impliquée dans le métabolisme du phosphate et l'homéostasie intestinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALPI Rabbit pAb
Remarques / Alias	IAP; ALPI
Espèce	Humain
Identifiant de gène	248
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09923
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sachet de glace