

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alpk1 Pour Wb Et Elisa - Q96Qp1

Numéro d'article: CM0019498



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ALPK1 humain. Validé pour le Western blot et l'ELISA, cet anticorps détecte la kinase immunitaire innée ALPK1, qui détecte l'ADP-heptose bactérien et active la signalisation NF- κ B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALPK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LAK ; ROSAH ; 8430410J10Rik ; ALPK1
Espèce	Humain
ID de gène	80216
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-500 de l'ALPK1 humain (NP_001095876.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96QP1
Poids de la protéine	139 kDa
Expédition	Sac de glace