

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alpk1 Pour Wb - Q96Qp1

Numéro d'article: CM0019643



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ALPK1 humain, validé pour le Western blot. Reconnaît la protéine kinase alpha 1, une kinase clé de l'immunité innée qui détecte l'ADP-heptose bactérienne et active NF-κB. Idéal pour les études sur les infections et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALPK1 pAb de lapin
Remarques/Alias	LAK ; ROSAH ; 8430410J10Rik ; ALPK1
Espèce	Humaine
ID du gène	80216
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 473 de l'ALPK1 humain (NP_079420.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q96QP1
Poids de la protéine	139 kDa
Expédition	Sac de glace