

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alppl2 Pour Wb, Elisa - P10696

Numéro d'article: CM0025743

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ALPPL2 humain (GCAP) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur les tumeurs des cellules germinales et le développement de tests IVD. Poids de la protéine ~57 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALPPL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GCAP, ALPPL, ALPPL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	251
GeneID	251
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-280 de l'ALPPL2 humain (NP_112603.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10696
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace