


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alx4 Pour Wb, Elisa - Q9H161

Numéro d'article: CM0030920



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre ALX4, un facteur de transcription à homéoboîte impliqué dans le développement craniofacial et des membres. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ALX4
Remarques/Alias	CRS5; FND2; ALX4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	60529
GeneID	60529
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de l'ALX4 humain (NP_068745.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H161
Poids protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace