

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Amacr Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Uhk6

Numéro d'article: CM0017990

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AMACR humaine (Alpha-methylacyl-CoA racemase), adapté pour les applications de Western blot, d'immunofluorescence, d'immunohistochimie et d'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Outil précieux pour l'étude du métabolisme des acides gras peroxisomaux, de la synthèse des acides biliaires et des troubles métaboliques connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMACR Lapin pAb
Remarques/Alias	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	23600
GenelD	23600
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-138 de l'AMACR humaine (NP_055139.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHK6
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace