

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Amacr/P504S Pour Wb, Elisa - Q9Uhk6

Numéro d'article: CM0007036

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Anti-AMACR/p504S validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme des acides gras peroxisomaux et de la synthèse des acides biliaires. AMACR/p504S (Q9UHK6).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMACR/p504S Lapin mAb
Remarques/Alias	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR/p504S
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23600
ID de gène	23600
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-138 de l'AMACR humaine (NP_055139.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHK6
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace