


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ambp Pour Wb, Elisa - P02760

Numéro d'article: CM0024164



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine AMBP. Adapté aux applications de Western blot (WB) et ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour étudier le stress oxydatif, l'inhibition des protéases et les processus de réparation tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AMBP Rabbit pAb
Remarques/Alias	A1M, HCP, ITI, UTI, EDC1, HI30, ITIL, IATIL, ITILC, AMBP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	259
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-202 de l'AMBP humain (NP_001624.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P02760
Poids Moléculaire Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace