


Anticorps Polyclonal Anti-Ambra1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9C0C7

Numéro d'article: CM0017093



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Ambra1 humain, adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie, le cycle cellulaire et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ambra1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DCAF3; WDR94; Ambra1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	55626
Identifiant du gène	55626
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1109-1208 de l'Ambra1 humain (NP_060219.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9C0C7
Poids moléculaire de la protéine	143 kDa
Expédition	Sac de glace