


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ambra1 Pour Wb Et Elisa - Q9C0C7

Numéro d'article: CM0018712



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant AMBRA1 humain (DCAF3/WDR94), validé pour WB et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Détecte le régulateur de l'autophagie et du cycle cellulaire de 143 kDa. Idéal pour la recherche en DIV et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ambra1 pAb de lapin
Remarques/Alias	DCAF3 ; WDR94 ; Ambra1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55626
GeneID	55626
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 961-1208 d'Ambra1 humain (NP_060219.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9C0C7
Poids moléculaire	143 kDa
Expédition	Sac de glace