

Anticorps Polyclonal Anti-Amd1 Pour Wb, Elisa - P17707

Numéro d'article: CM0028469



Introduction

Le pAc Lapin AMD1 détecte spécifiquement la proenzyme S-adénosylméthionine décarboxylase (SAMDC/ADOMETDC) dans des échantillons humains, de souris et de rat par Western blot et ELISA. Idéal pour l'étude du métabolisme des polyamines et le maintien des cellules souches embryonnaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin AMD1
Remarques/Alias	AMD; SAMDC; ADOMETDC; AMD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	262
GeneID	262
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 75-334 de l'AMD1 humain (NP_001625.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17707
Poids Moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace