


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Amfr Pour Wb Et Elisa - Q9Ukv5

Numéro d'article: CM0026568



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AMFR humain (gp78), une ligase E3 d'ubiquitine-protéine impliquée dans la dégradation associée au réticulum endoplasmique. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitination et le stress du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMFR Rabbit pAb
Remarques/Alias	GP78; RNF45; AMFR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	267
Identifiant du gène	267
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 384-643 de l'AMFR humain (NP_001135.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UKV5
Poids moléculaire de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace