

Anticorps Polyclonal Anti-Amh Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P03971

Numéro d'article: CM0024727



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AMH humain (facteur inhibitif de Müller/MIS). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA, et réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la biologie de la reproduction et les études du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMH Lapin pAb
Remarques/Alias	MIF ; MIS ; AMH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	268
GeneID	268
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-560 de l'AMH humain (NP_000470.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P03971
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace