


## Anticorps Monoclonal Anti-Amhr2 Pour Wb, Elisa - Q16671

Numéro d'article: CM0007799



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'AMHR2 humain (récepteur de type 2 de l'hormone anti-müllérienne), alias AMHR/MRII/MISR2/MISRII. Validé pour WB et ELISA. Immunogène : peptide synthétique dans la région aa 50-150. Pour la biologie de la reproduction et la recherche sur la signalisation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | AMHR2 Lapin mAb                                                                                                                                  |
| Remarques/Alias    | AMHR; MRII; MISR2; MISRII; AMHR2                                                                                                                 |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)    | 269                                                                                                                                              |
| GeneID             | 269                                                                                                                                              |
| Immunogène         | Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'AMHR2 humaine (NP_065434.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                            |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                            |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                        |
| Réactivité Croisée | Humain                                                                                                                                           |
| SWISS              | Q16671                                                                                                                                           |
| Poids Protéique    | 52kDa/63kDa                                                                                                                                      |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                     |