


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Amhr2 Pour Wb, Elisa - Q16671

Numéro d'article: CM0006529



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'AMHR2 humain (récepteur de type 2 de l'hormone anti-Müllérienne). Validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation TGF- $\beta$ , de la détermination du sexe et de la biologie de la reproduction. Reconnaît la protéine AMHR2 humaine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | mAb de lapin anti-AMHR2                                                                                                        |
| Remarques/Alias             | AMHR ; MRII ; MISR2 ; MISRII ; AMHR2                                                                                           |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)             | 269                                                                                                                            |
| GeneID                      | 269                                                                                                                            |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-144 de l'AMHR2 humain (NP_065434.1). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                          |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée          | Humain                                                                                                                         |
| SWISS                       | Q16671                                                                                                                         |
| Poids moléculaire protéique | 63 kDa                                                                                                                         |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                   |