


Anticorps Polyclonal Anti-Amot Pour Wb, Elisa - Q4Vcs5

Numéro d'article: CM0020032



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'angiomotine humaine (AMOT), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études sur les jonctions serrées et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMOT Rabbit pAb
Remarques / Alias	AMOT ; angiomotine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	154796
GeneID	154796
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1000 et 1084 de l'AMOT humain (NP_001106962.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q4VCS5
Poids de la protéine	118 kDa
Expédition	Sac isotherme