


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Amot Pour Wb, Elisa - Q4Vcs5

Numéro d'article: CM0025415



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AMOT humain (angiomotine) pour Western blot et ELISA. Adapté à la recherche sur les jonctions serrées, la migration des cellules endothéliales et la signalisation Hippo. Réagit de manière croisée avec le rat. SWISS : Q4VCS5.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMOT Rabbit pAb
Remarques/Alias	AMOT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	154796
GeneID	154796
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'AMOT humain (NP_573572.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q4VCS5
Poids moléculaire de la protéine	118 kDa
Expédition	Sac de glace