

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Amotl1 Pour Wb Et Elisa - Q8ly63

Numéro d'article: CM0024599

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AMOTL1 humain (protéine de type angiomotine 1) validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et les jonctions serrées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMOTL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	JEAP; AMOTL1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	154810
ID du gène	154810
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 810-900 de l'AMOTL1 humain (NP_570899.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IY63
Poids de la protéine	107kDa
Expédition	Sachet de glace