

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Amotl2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2J4

Numéro d'article: CM0021677

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre AMOTL2, adapté à la WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la protéine 2 semblable à l'angiomotine humaine et murine, un régulateur de l'architecture de l'actine, des jonctions cellulaires et des voies de signalisation Hippo/Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMOTL2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LCCP ; AMOTL2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	51421
ID du gène	51421
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 638-837 de l'AMOTL2 humaine (NP_001265612.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q9Y2J4
Poids moléculaire	86 kDa
Expédition	Sac de glace