

Anticorps Polyclonal Anti-Ampd1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23109

Numéro d'article: CM0024972

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AMPD1 humaine (AMP désaminase 1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Adapté aux échantillons humains, de souris et de rat ; permet l'étude d'une enzyme du métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMPD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAD; MADA; MMDD; AMPD1
Espèce	Humaine
GeneID (humaine)	270
GeneID	270
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 260 de l'AMPD1 humaine (NP_001166097.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23109
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace