


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Amph Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49418

Numéro d'article: CM0029157



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AMPH validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Détecte l'amphiphysine (~76 kDa) dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'exocytose, les vésicules synaptiques et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMPH Lapin pAb
Remarques/Alias	AMPH1; AMPH
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	273
GenelD	273
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49418
Poids de la protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace