


Ant Anti-Amphiréguline (Areg) Polyclonal De Lapin Pour If/Icc, Elisa - P15514

Numéro d'article: CM0014453



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'amphiréguline humaine (AREG), validé pour IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Poids cible ~28 kDa. Idéal pour l'étude de la signalisation des ligands de l'EGFR et de la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AREG Lapin pAb
Remarques/Alias	AR; SDGF; AREGB; CRDGF; AREG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	374
GeneID	374
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-252 de l'AREG humaine (NP_001648.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P15514
Poids de la Protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace