

Anticorps Monoclonal Anti-Ampk Alpha 1/2 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Numéro d'article: CM0012109



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre les sous-unités catalytiques AMPK humaines alpha-1 (PRKAA1) et alpha-2 (PRKAA2). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA, il réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme, l'autophagie et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMPK alpha 1/2 Lapin mAb
Remarques / Alias	AMPK; AMPKa1; AMPK alpha 1; AMPK alpha 2; AMPKa2;
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5562/5563
ID du gène	5562/5563
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 13-300 de l'AMPK alpha 1 humain (NP_006242.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13131/P54646
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sachet de glace