

Anticorps Polyclonal Anti-Ampk α 1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13131

Numéro d'article: CM0016130



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre AMPK α 1 (PRKAA1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Détecte la protéine endogène AMPK α 1 à 64 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMPK α 1 pAb de lapin
Remarques / Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alpha 1; AMPK α 1
Espèce	Humain
GeneID	5562
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 381-520 de l'AMPK α 1 humain (NP_006242.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13131
Poids protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace