

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ampk α 1 Pour Wb, Elisa - Q13131

Numéro d'article: CM0019051



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant AMPK α 1 (PRKAA1), validé pour Western blot et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. AMPK α 1 est un capteur d'énergie central qui régule le métabolisme, l'autophagie et la transcription — idéal pour les applications de recherche et diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMPK α 1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alpha 1; AMPK α 1
ID du gène (Humain)	5562
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de l'AMPK α 1 humain (NP_006242.5).
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q13131
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace