

Anticorps Monoclonal Anti-Ampka1/Ampka2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Numéro d'article: CM0012014



Introduction

Anticorps monoclonal de souris contre AMPK α 1/ α 2 humain (Q13131/P54646). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme énergétique, l'autophagie et la signalisation cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMPKa1/AMPKa2 Mouse mAb
Remarques / Alias	AMPKa1/AMPKa2
Espèce	Humain
ID gène (Humain)	5562/5563
ID gène	5562/5563
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 251-550 de l'AMPK α 1 humain (Q13131)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13131/P54646
Poids de la protéine	64kDa/65kDa
Expédition	Sac de glace