

## Ac Pab De Lapin Anti-Ampka1/Ampka2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Numéro d'article: CM0014971



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant les sous-unités catalytiques alpha-1 et alpha-2 de l'AMPK, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation métabolique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | AMPKa1/AMPKa2 Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias      | AMPKa1/AMPKa2                                                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                              |
| GeneID (Humain)      | 5562/5563                                                                                                                           |
| GeneID               | 5562/5563                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 13-300 de PRKAA1/PRKAA2 humain (NP_006242.5) |
| Source               | Lapin                                                                                                                               |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                               |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                 |
| SWISS                | Q13131/P54646                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 64kDa/65kDa/62kDa                                                                                                                   |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                        |