

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ampka1/Ampka2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13131 / P54646

Numéro d'article: CM0023791



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant AMPKa1/AMPKa2, les sous-unités catalytiques de l'AMPK. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Détecte des bandes d'environ 64/65 kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme énergétique et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMPKa1/AMPKa2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AMPKa1/AMPKa2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 5-280 de l'AMPKa1/AMPKa2 humain (NP_006242.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13131/P54646
Poids de la protéine	64kDa/65kDa
Expédition	Sac de glace