


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ampk α 2 Pour La Recherche Sur Le Métabolisme Énergétique - P54646

Numéro d'article: CM0015393



Introduction

AMPK α 2 Rabbit pAb validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation AMPK, l'autophagie et les maladies métaboliques. - P54646.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AMPK α 2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AMPK ; AMPK2 ; PRKAA ; AMPK α 2 ; AMPK α 2
Espèce	Humain
GeneID	5563
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 270-343 de PRKAA2 humain (NP_006243.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P54646
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace