


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ampk α 2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P54646

Numéro d'article: CM0013880



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé dirigé contre l'AMPK α 2 humaine, sous-unité catalytique de la kinase AMPK, capteur d'énergie cellulaire. Conçu pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMPK α 2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; AMPK α 2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5563
GenelD	5563
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-343 de l'AMPK α 2 humaine (NP_006243.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54646
Poids de la protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace