

Anticorps Polyclonal Anti-Ampky1 Pour Wb, Elisa - P54619

Numéro d'article: CM0020262



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre AMPK γ 1 (PRKAG1), validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation AMPK et du métabolisme énergétique. Poids de la protéine : 38 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMPK γ 1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AMPKG; AMPK γ 1
Espèce	Humain
GeneID	5571
Immunogène	Peptide synthétique, un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de l'AMPK γ 1 humain (NP_002724.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54619
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace