


Anticorps Polyclonal Anti-Ampk β 1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y478

Numéro d'article: CM0025442



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AMPK β 1 pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat ; détecte l'AMPK β 1 endogène à environ 30 kDa. Convient pour la recherche sur le métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMPK β 1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AMPK; HAMPKb; AMPK β 1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5564
Identifiant de gène	5564
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100 à 200 de l'AMPK β 1 humaine (NP_006244.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y478
Poids protéique	30 kDa
Expédition	Sac de glace