


Anticorps Polyclonal Anti-Ampkβ1 (Validé Par Ko) Pour Wb, If/Icc Et Elisa - Q9Y478

Numéro d'article: CM0013579



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité AMPKβ1 (PRKAB1), validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Détecte l'AMPKβ1 humaine, murine et de rat. Convient aux recherches sur le métabolisme énergétique, la signalisation de l'AMPK et les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	[Validé par KO] AMPKβ1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AMPK ; HAMPKb ; β1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5564
GeneID	5564
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 de l'AMPKβ1 humaine (NP_006244.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q9Y478
Poids moléculaire	30 kDa
Expédition	Sac de glace