


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ampk β 1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y478

Numéro d'article: CM0012341



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant AMPK β 1 (PRKAB1) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte AMPK β 1 humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme énergétique et la signalisation de l'AMPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-AMPK β 1
Remarques/alias	AMPK ; HAMPKb ; AMPK β 1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	5564
GenelD	5564
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q9Y478
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace