

Anticorps Polyclonal Anti-Amt Pour Wb, If/Icc, Elisa - P48728

Numéro d'article: CM0030822



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'AMT humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'AMT humain, de souris et de rat. Idéal pour les études sur le système de clivage de la glycine et la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMT Rabbit pAb
Remarques / Alias	GCE; NKH; GCST; GCVT; AMT
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	275
Identifiant du gène	275
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 107-386 de l'AMT humain (NP_001158184.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48728
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace