

Anticorps Polyclonal Anti-Amy1A Pour Wb, Elisa - P04745

Numéro d'article: CM0014071

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin AMY1A validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Conçu pour la détection de l'alpha-amylase humaine dans les contextes de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMY1A Lapin pAb
Remarques/Alias	AMY1 ; AMY1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	276
GeneID	276
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-200 de l'AMY1A humaine (NP_004029.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04745
Poids protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace