

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Amy1A Pour Wb, Elisa - P04745

Numéro d'article: CM0026552

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre AMY1A validé pour WB et ELISA. Détecte l'AMY1A humain, souris et rat (poids moléculaire prévu de 57 kDa). Adapté à la recherche sur le métabolisme des glucides et au développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMY1A Rabbit pAb
Remarques / Alias	AMY1; AMY1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	276
GeneID	276
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-200 de l'AMY1A humain (NP_004029.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04745
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace