


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Amy2A Pour Wb, If-P, Elisa - P04746

Numéro d'article: CM0025677



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AMY2A humain (alpha-amylase pancréatique). Validé pour WB, IF-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme des glucides et les enzymes digestives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AMY2A Rabbit pAb
Remarques/Alias	PA ; AMY2 ; AMY2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	279
GeneID	279
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-511 de l'AMY2A humain (NP_000690.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04746
Poids Moléculaire Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace