

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Amylin/Dap Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10997

Numéro d'article: CM0007301



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'Amylin/DAP humain (IAPP). Convient pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies métaboliques et le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Amylin/DAP
Remarques/Alias	DAP ; IAP ; Amylin/DAP
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3375 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-70 de l'Amylin/DAP humain (NP_000406.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10997
Poids moléculaire de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace