


Anticorps Polyclonal Anti-Anapc11 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nyg5

Numéro d'article: CM0013242



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ANAPC11 validé en WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'ANAPC11 humaine et murine (APC11, 10 kDa, Q9NYG5). Idéal pour les études sur le cycle cellulaire et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANAPC11 Lapin pAb
Remarques/Alias	APC11; Apc11p; HSPC214; ANAPC11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51529
GeneID	51529
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-84 de l'ANAPC11 humaine (NP_001002245.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NYG5
Poids moléculaire	10kDa
Expédition	Sac de glace