


Anticorps Polyclonal Anti-Anapc5 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ujx4

Numéro d'article: CM0030183



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre ANAPC5, adapté pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Détecte l'ANAPC5 humaine, de souris et de rat, une sous-unité clé du complexe promoteur de l'anaphase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] ANAPC5 Lapin pAb
Remarques/Alias	APC5; C5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51433
GeneID	51433
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJX4
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace