


Anticorps Polyclonal Anti-Anapc7 Pour Wb, Elisa - Q9Ujx3

Numéro d'article: CM0022931



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ANAPC7 humain (APC7, sous-unité APC/C). Convient pour le WB, l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. À utiliser dans les études sur le cycle cellulaire et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANAPC7 Lapin pAb
Remarques/Alias	APC7; FERBON; ANAPC7
Espèce	Humain
GeneID	51434
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'ANAPC7 humain (NP_057322.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UJX3
Poids protéique	63 kDa
Expédition	Sac de glace